



**MEDISTIM BUTTERFLY VERSION IV MIT  
SONDEN - BLOOD FLOWMETER  
INTRAOPERATIVE VERIQ C MEDISTIM -  
VERIQ C**

**SKU:** BY092024

**3.990,00 € 3.508,83 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



---

**Categories:** [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Medistim Butterfly Version IV und das VERIQ C sind spezialisierte Geräte, die in der intraoperativen Überwachung des Blutflusses eingesetzt werden. Hier sind einige Details zu beiden Geräten:

### Medistim Butterfly Version IV

- **Funktion:** Dieses Gerät nutzt Ultraschalltechnologie zur Messung des Blutflusses in Echtzeit. Es ist besonders nützlich in der Gefäßchirurgie, um sicherzustellen, dass die Durchblutung während und nach chirurgischen Eingriffen optimal ist.
- **Sonden:** Die Butterfly-Version wird mit verschiedenen Sonden geliefert, die an unterschiedliche anatomische Gegebenheiten angepasst sind. Diese Sonden ermöglichen eine präzise Messung des Blutflusses in verschiedenen Gefäßen.
- **Anwendung:** Häufig verwendet bei Bypass-Operationen, Herzoperationen und anderen gefäßchirurgischen Eingriffen.

### VERIQ C

- **Funktion:** Das VERIQ C-System bietet ebenfalls eine intraoperative Blutflussmessung und ist darauf ausgelegt, Chirurgen bei der Beurteilung der Qualität von Anastomosen (Verbindungen zwischen Blutgefäßen) zu unterstützen.



- **Technologie:** Es kombiniert Doppler-Ultraschall mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche, um genaue und sofortige Rückmeldungen über den Blutfluss zu geben.
- **Anwendung:** Besonders nützlich bei der Beurteilung von Bypass-Grafts und anderen gefäßchirurgischen Verfahren.

Beide Systeme tragen dazu bei, die Patientensicherheit zu erhöhen und postoperative Komplikationen durch eine verbesserte Überwachung des Blutflusses zu reduzieren.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

