



MEDIZIN ELEKTRONIK LÜNEBURG MILI -DIATHERMIE, TIEFENWÄRME FÜR DIE HNO

SKU: 06-022014

zzgl. Versandkosten

Sehr gepflegt Im guten gebrauchten Zustand Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com info@mtc-hamburg.com 0049 40 18 20 79 03 0049 176 205 800 86 Fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: HNO Geräte

PRODUKTBESCHREIBUNG

Kopfteil ist verstellbar HF-Leistung . 250 Watt Frequent 2450 MHz

Sehr gepflegt Im guten gebrauchten Zustand Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com info@mtc-hamburg.com 0049 40 18 20 79 03 0049 176 205 800 86



Fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

