



**MEDSET PC-EKG FLASHLIGHT INKL.
PATIENTENDIAGNOSESYSTEM PADSY FÜR
WINDOWS MIT RUHE EKG SOFTWARE**

SKU: B012012

zzgl. [Versandkosten](#)

Inkl. Software
gepflegt
Vollfunktionsfähig

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86
fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Unkategorisiert](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

PC-EKG (EKG GERÄT)
MEDSET

FLASHLIGHT

Mitgelieferte Zubehör

Zubehör : EKG-Elektroden (keine Sauganlage) Ekg

Gebrauchsanweisung (kopie)

PADSY LIZENZ VERSION 6. (EKG VERMESSUNG , HES-Interpretation)

PC Interfacekabel

04 EKG klammern

6 Brustwandelektroden

12-Kanal-EKG in höchster Qualität



Mit FLASHLIGHT wird viel EKG auf dem Monitor während der Aufnahme und der Analyse angezeigt. Dies geschieht in der 3, 6, oder 12 Kanal Darstellung. Zusätzlich werden die wichtigsten Informationen wie Herzfrequenz, Vorschub und Filterung angezeigt. Der FLASHLIGHT-Sensor liefert das EKG originalgetreu, in Sequenzen von 10, 20, 30 und 60 sek. Streifen. Das Original EKG wird gespeichert und die Filter können online oder nachträglich eingestellt werden.



-    12-Kanal-EKG-Darstellung
- 
-    integriertes Notfall-EKG
- 
-    Automatische Elektrodenkennung
- 
-    Schrittmacher-Spike-Erkennung
- 
-    QRS-Komplexe aller 12 Ableitungen
- 
-    Vergrößerter Mittelwertkomplex
- 
-    Autom. Herz-Lagetyppbestimmung
- 
-    12 bit Auflösung, 500 Hz Abtastrate

Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. - **Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

