



## MEDTRONIC AUTOLOG AUTOTRANSFUSION SYSTEM

SKU: N/A

~~2.100,00 €~~ **1.638,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Transfusion](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Medtronic Autolog Autotransfusion System ist ein medizinisches Gerät, das zur autologen Bluttransfusion verwendet wird. Es ermöglicht die Rückgewinnung von Blut, das während chirurgischer Eingriffe verloren geht, und bereitet es für die Wiederverabreichung an den Patienten vor. Hier sind einige wichtige Punkte zu diesem System:

### Hauptmerkmale:

1. **Autologe Transfusion:** Das System ermöglicht es, das eigene Blut des Patienten zurückzugewinnen, was das Risiko von Transfusionsreaktionen und Infektionen verringert.
2. **Blutgewinnung:** Während einer Operation kann das Blut, das normalerweise verloren gehen würde, durch spezielle Gerätekomponenten gesammelt werden.
3. **Aufbereitung:** Das gesammelte Blut wird dann aufbereitet, um Verunreinigungen zu entfernen und die Qualität des Blutes zu gewährleisten, bevor es dem Patienten wieder verabreicht wird.
4. **Einsatzgebiete:** Das Autolog-System wird häufig in großen chirurgischen Eingriffen eingesetzt, bei denen ein erheblicher Blutverlust erwartet wird, wie z.B. in der Orthopädie, Herzchirurgie oder Gynäkologie.
5. **Vorteile:** Die Verwendung eines autologen Transfusionssystems kann die Notwendigkeit von Fremdbluttransfusionen reduzieren und somit auch die damit verbundenen Risiken minimieren.



## Technische Details:

- **Bedienung:** Das System ist so konzipiert, dass es einfach zu bedienen ist und oft mit einem benutzerfreundlichen Interface ausgestattet ist.
- **Sicherheit:** Es gibt verschiedene Sicherheitsmechanismen, um sicherzustellen, dass nur qualitativ hochwertiges Blut zurückgeführt wird.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

