



MEDTRONIC CARDIOLATE 68000

SKU: M052022

999,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

MEDTRONIC Cardioblade 68000 ist ein hochpräzises Radiofrequenz-Ablationssystem, das speziell für die Behandlung von Herzrhythmusstörungen entwickelt wurde. Es ermöglicht eine gezielte und sichere Gewebeablation, um die elektrische Leitfähigkeit im Herzen effektiv zu steuern.



Categories: [Kardiologie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **MEDTRONIC Cardioblade 68000** ist ein hochmodernes, elektrophysiologisches Ablationskatheter-System, das speziell für die präzise Behandlung von Herzrhythmusstörungen entwickelt wurde. Dieses Produkt bietet eine Kombination aus innovativer Technologie und bewährter Medizintechnik, um eine sichere und effiziente Ablation von arrhythmogenen Gewebearealen im Herzen zu ermöglichen.

Produktmerkmale und Vorteile:

- **Präzise Energieabgabe:** Der Cardioblade 68000 verwendet Radiofrequenzenergie, die gezielt und kontrolliert abgegeben wird, um das krankhafte Gewebe zu veröden und so die elektrische Leitfähigkeit im Herzen zu normalisieren.
- **Ergonomisches Design:** Das Katheter-Design ermöglicht eine hervorragende Manövrierbarkeit und Steuerbarkeit während komplexer Ablationsverfahren, was die Präzision des Eingriffs erhöht.
- **Hohe Gewebekontaktkontrolle:** Durch integrierte Sensoren und Feedbackmechanismen wird der Kontakt des Katheters mit dem Gewebe optimiert, was eine effektive Ablation bei minimalem Risiko für Komplikationen



sicherstellt.

- **Kompatibilität:** Das System ist kompatibel mit verschiedenen Elektrophysiologie-Mapping-Systemen, was eine nahtlose Integration in bestehende OP- und Diagnostikumgebungen ermöglicht.
- **Materialqualität und Sicherheit:** Hergestellt aus biokompatiblen Materialien, die für den Langzeiteinsatz im kardiovaskulären System geeignet sind und das Risiko von Gewebeschäden minimieren.

Indikationen: Das MEDTRONIC Cardioblate 68000 ist indiziert für die Behandlung von *verschiedenen Herzrhythmusstörungen*, darunter Vorhofflimmern, Vorhofflattern sowie ventrikuläre Tachykardien, bei denen eine gezielte Ablation die elektrische Aktivität des Herzens regulieren soll.

Anwendungshinweise: Das System sollte ausschließlich von erfahrenen Kardiologen und Elektrophysiologen verwendet werden, die mit Ablationsverfahren vertraut sind. Vor der Anwendung ist eine sorgfältige präoperative Diagnostik erforderlich, um die genaue Lokalisation der arrhythmogenen Areale zu bestimmen.

Zusammenfassend bietet das **MEDTRONIC Cardioblate 68000** eine zuverlässige und innovative Lösung für die Behandlung komplexer Herzrhythmusstörungen und unterstützt Ärzte dabei, patientenspezifische Therapieziele optimal zu erreichen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

