



MEDTRONIC LIFEPAK 20 DEFIBRILLATOR

SKU: Y042022-NV

MEDTRONIC Lifepak 20 Defibrillator ist ein zuverlässiges, benutzerfreundliches Gerät zur schnellen Behandlung von lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen. Mit robustem Design und präziser Technologie unterstützt es medizinisches Personal effektiv bei der Wiederbelebung im Notfalleinsatz.



Categories: [Defibrillatoren](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **MEDTRONIC Lifepak 20 Defibrillator** ist ein hochmodernes, tragbares medizinisches Gerät, das speziell für den Einsatz in Notfallsituationen entwickelt wurde. Dieses Gerät kombiniert zuverlässige Defibrillation mit erweiterten Funktionen zur Überwachung und Behandlung von Patienten mit lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen.

Hauptmerkmale und Vorteile:

- **Kompakte und robuste Bauweise:** Das Lifepak 20 ist leicht zu transportieren und eignet sich ideal für den Einsatz in Krankenwagen, Kliniken und Notfallstationen.
- **Automatische und manuelle Defibrillation:** Das Gerät bietet sowohl eine automatische Erkennung von Kammerflimmern und pulslosen ventrikulären Tachykardien als auch die Möglichkeit zur manuellen Steuerung der Defibrillation durch geschultes Personal.
- **Integrierte EKG-Überwachung:** Die kontinuierliche Echtzeit-Überwachung des Elektrokardiogramms ermöglicht eine präzise Diagnose und Behandlung des Patienten.
- **Anpassbare Energieabgabe:** Die Energielevel können je nach klinischer Situation variabel eingestellt werden, um eine effektive und schonende Defibrillation zu gewährleisten.
- **Benutzerfreundliche Bedienoberfläche:** Klar strukturierte Menüs und eine intuitive Benutzerführung erleichtern die schnelle Bedienung auch unter Stressbedingungen.
- **Langfristige Zuverlässigkeit:** Hohe Qualitätsstandards und regelmäßige Selbsttests sorgen für eine stets



einsatzbereite Funktionalität.

Anwendungsbereiche:

- Akute Behandlung von Herzstillstand und lebensbedrohlichen Arrhythmien
- Notfallmedizinische Versorgung im präklinischen und klinischen Umfeld
- Überwachung und Stabilisierung kritisch kranker Patienten

Technische Spezifikationen:

- Defibrillationsmodus: Manuell und automatisiert
- Energieabgabe: Einstellbar von 2 J bis 360 J (abhängig vom Modus)
- Stromversorgung: Wiederaufladbare Batterien mit langer Laufzeit
- Display: Hochauflösender Bildschirm für EKG-Darstellung und Menünavigation
- Gewicht: Ca. 5 kg
- Abmessungen: Kompakt für optimale Mobilität

Der **MEDTRONIC Lifepak 20 Defibrillator** stellt eine unverzichtbare Komponente in der modernen Notfallmedizin dar. Seine Kombination aus präziser Defibrillation, umfassender Überwachung und einfacher Handhabung unterstützt medizinisches Fachpersonal effektiv bei der lebensrettenden Versorgung von Patienten.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

GALLERIE

