



[MEDTRONIC M-2D 3D 6310-8130-3002](#) [FERNBEDIENUNG](#)

SKU: EK102024-K

~~450,00 €~~ **351,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Medtronic M-2D 3D Fernbedienung (Modellnummer 6310-8130-3002) ist ein Steuergerät, das in Verbindung mit bestimmten medizinischen Geräten von Medtronic verwendet wird, insbesondere in der Bildgebung und bei chirurgischen Eingriffen. Hier sind einige wichtige Informationen und Merkmale zu dieser Fernbedienung:

1. **Funktionalität:** Die Fernbedienung ermöglicht es dem Benutzer, verschiedene Funktionen des angeschlossenen Geräts aus der Ferne zu steuern. Dies kann die Steuerung von Bildgebungsmodi, das Auslösen von Aufnahmen oder das Anpassen von Einstellungen umfassen.
2. **Ergonomisches Design:** Die Fernbedienung ist so gestaltet, dass sie einfach zu bedienen ist, auch während komplexer medizinischer Verfahren. Sie ermöglicht eine intuitive Bedienung, sodass der Benutzer sich auf den Eingriff konzentrieren kann.
3. **Kompatibilität:** Diese Fernbedienung ist speziell für bestimmte Medtronic-Geräte konzipiert. Es ist wichtig sicherzustellen, dass sie mit dem spezifischen Modell des Geräts kompatibel ist.
4. **Robustheit:** Medtronic-Produkte sind in der Regel für den Einsatz in klinischen Umgebungen ausgelegt und bieten eine hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
5. **Wartung:** Wie bei jedem medizinischen Gerät sollte die Fernbedienung regelmäßig gewartet werden, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktioniert und keine Sicherheitsrisiken bestehen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

