



## [MEDTRONIC MAGPRO COMPACT MAGNETSTIMULATOR MIT C-B60 SPULE, C100 SPULE UND MMC-140-II SPULE](#)

**SKU:** DK102022-NV

**Medtronic MagPro Compact Magnetstimulator** mit den Spulen *C-B60*, *C100* und *MMC-140-II* bietet präzise und vielseitige transkranielle Magnetstimulation für klinische und Forschungsanwendungen. Das kompakte Gerät gewährleistet eine zuverlässige, hochfrequente Stimulation mit exakter Feldfokussierung zur Unterstützung neurologischer Therapien und Diagnostik.



---

**Categories:** [Physikalische Therapie](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Medtronic MagPro Compact Magnetstimulator** ist ein leistungsstarkes und vielseitiges Gerät zur transkraniellen Magnetstimulation (TMS), das speziell für klinische und Forschungsanwendungen entwickelt wurde. Dieses hochmoderne System ermöglicht eine präzise und sichere Stimulation des Gehirns zur Diagnostik und Therapie neurologischer und psychiatrischer Erkrankungen.

Im Lieferumfang enthalten sind drei hochwertige Spulen:

- **C-B60 Spule:** Diese 60 mm Durchmesser C-förmige Spule bietet eine tiefe und fokussierte Stimulation, ideal für die Behandlung tiefer liegender Hirnareale.
- **C100 Spule:** Mit einem größeren Durchmesser von 100 mm ermöglicht die C100 Spule eine breitere Stimulationsfläche, wodurch sich großflächige Hirnregionen gezielt ansprechen lassen.
- **MMC-140-II Spule:** Diese multifunktionale Spule mit 140 mm Durchmesser ist für eine maximale Stimulationstiefe optimiert und eignet sich besonders für komplexe therapeutische Anwendungen.

### Technische Merkmale und Vorteile des MagPro Compact Systems:

- **Präzise Steuerung:** Das Gerät bietet eine exakte Einstellung der Stimulationsparameter wie Frequenz, Intensität und Pulsdauer, um individuelle Therapiepläne zu ermöglichen.
- **Hohe Stimulationseffizienz:** Die Kombination aus Magnetstimulator und Spulen gewährleistet eine effektive Energieübertragung und damit eine optimale Stimulationserfahrung.
- **Ergonomisches Design:** Kompakte Bauweise und benutzerfreundliche Bedienoberfläche erleichtern den Einsatz in verschiedenen klinischen Umgebungen.
- **Sicherheitsfunktionen:** Integrierte Schutzmechanismen sorgen für maximale Patientensicherheit während der Anwendung.
- **Flexibilität:** Die austauschbaren Spulen erlauben eine Anpassung an verschiedene Indikationen und Patientengruppen.

Der Medtronic MagPro Compact Magnetstimulator mit den Spulen C-B60, C100 und MMC-140-II stellt somit eine umfassende Lösung für die transkranielle Magnetstimulation dar. Durch seine präzisen Einstellmöglichkeiten und die Vielfalt an Spulen ist er hervorragend geeignet für die Behandlung von Depressionen, Neuropathien, Schlaganfallfolgen und weiteren neurologischen sowie psychiatrischen Erkrankungen.

Insgesamt bietet dieses System eine optimale Kombination aus Leistung, Flexibilität und Sicherheit für professionelle Anwender in Klinik und Forschung.

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

