



[MEDTRONIC MMC-140-II SPULE FÜR MAGNETSTIMULATOR MEDTRONIC MAGPRO COMPACT](#)

SKU: DC112024-K

~~1.299,00 €~~ 1.170,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Die **Medtronic MMC-140-II Spule** ist speziell für den Magnetstimulator *Medtronic MagPro Compact* konzipiert und gewährleistet eine präzise und zuverlässige transkranielle Magnetstimulation. Sie überzeugt durch hohe Leistungsfähigkeit und optimale Anpassung an klinische Anforderungen.



Categories: [Unkategorisiert](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Medtronic MMC-140-II Spule** ist eine speziell entwickelte Komponente für den Einsatz mit dem **Magtronic MagPro Compact** Magnetstimulator. Sie stellt eine wesentliche Schnittstelle zwischen dem Stimulatorgerät und dem Patienten dar und gewährleistet eine präzise sowie effektive Transkraniel-magnetische Stimulation (TMS).

Produktmerkmale und technische Details:

- **Optimale Feldfokussierung:** Die MMC-140-II Spule ist so konstruiert, dass sie ein fokussiertes Magnetfeld erzeugt, welches eine gezielte Stimulation spezifischer Hirnareale ermöglicht.
- **Innovatives Design:** Das ergonomische und kompakte Design erleichtert die Handhabung und Positionierung während therapeutischer und diagnostischer Anwendungen.
- **Robuste Bauweise:** Hochwertige Materialien sorgen für Langlebigkeit und zuverlässige Funktion auch bei häufiger Nutzung.
- **Kompatibilität:** Speziell abgestimmt für den Einsatz mit dem MagPro Compact Stimulator von Medtronic,



gewährleistet die MMC-140-II optimale Leistung und Sicherheit.

Anwendungsbereiche:

- Therapie neurologischer und psychiatrischer Erkrankungen wie Depressionen, neuropathische Schmerzen oder Schlaganfall-Rehabilitation
- Funktionelle Hirnforschung und kognitive Studien
- Diagnostische Untersuchungen zur Beurteilung der kortikalen Erregbarkeit

Vorteile der MMC-140-II Spule:

- Präzise und reproduzierbare Stimulationsergebnisse
- Erhöhte Patientensicherheit durch kontrollierte Magnetfeldabgabe
- Einfache Integration in bestehende Therapiesysteme
- Minimierung von Nebenwirkungen dank fokussierter Stimulation

Die Medtronic MMC-140-II Spule ist somit ein unverzichtbares Zubehör für Fachkräfte im Bereich der Neurostimulation, die Wert auf hohe Qualität, Präzision und Zuverlässigkeit legen. Durch ihre innovative Technologie unterstützt sie eine effektive Behandlung und Forschung mit dem MagPro Compact Magnetstimulator.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

