



[MEDTRONIC PEAK PLASMA BLADE SW. 4.3](#)

SKU: DG082022

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort: Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [HF-Chirurgie & Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Medtronic PEAK Plasma Blade SW 4.3 ist ein innovatives chirurgisches Instrument, das Plasma-Technologie nutzt, um präzise Schnitte und Gewebeabtragungen durchzuführen. Hier sind einige wichtige Informationen zu diesem Gerät:

Produktmerkmale

1. Technologie:

- Das PEAK Plasma Blade verwendet eine spezielle Plasma-Technologie, die es ermöglicht, Gewebe mit minimaler thermischer Schädigung zu schneiden. Dies führt zu weniger Blutungen und einer schnelleren Heilung.

2. Präzision:

- Die Technologie bietet eine hohe Präzision beim Schneiden und Abtragen von Gewebe, was besonders in sensiblen Bereichen der Chirurgie von Vorteil ist.

3. Anwendung:

- Das PEAK Plasma Blade wird in verschiedenen chirurgischen Disziplinen eingesetzt, darunter Neurochirurgie, HNO-Chirurgie (Hals-Nasen-Ohren), plastische Chirurgie und allgemeine Chirurgie.
- Es eignet sich für Anwendungen wie Resektionen, Exzisionen und andere Verfahren, bei denen präzise Schnitte erforderlich sind.



4. Vorteile:

- **Weniger Blutungen:** Durch die präzise Energieabgabe werden Blutgefäße weniger geschädigt, was die Notwendigkeit für zusätzliche Blutstillungsmaßnahmen verringert.
- **Minimale thermische Schädigung:** Die Technologie reduziert die thermische Ausbreitung auf benachbartes Gewebe, was das Risiko von Komplikationen verringert.
- **Schnellere Heilung:** Patienten profitieren oft von einer schnelleren Genesung aufgrund der geringeren Gewebeschädigung.

5. Benutzerfreundlichkeit:

- Das Design des PEAK Plasma Blade ermöglicht eine einfache Handhabung und Kontrolle während des Eingriffs.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

