




[MEDTRONIC WALTER EEG PL-230 HEAD BOX](#)

SKU: BS0720233-NV

Die **Medtronic Walter EEG PL-230 Head Box** ist ein hochwertiges medizinisches Gerät zur präzisen Erfassung und Übertragung von EEG-Signalen. Sie gewährleistet eine zuverlässige Datenqualität und ist ideal für den Einsatz in der neurologischen Diagnostik.



Categories: [EMG und EEG](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Medtronic Walter EEG PL-230 Head Box** ist ein hochentwickeltes medizinisches Gerät, das speziell für die präzise Erfassung und Übertragung von elektroenzephalographischen (EEG) Signalen konzipiert wurde. Dieses Modul dient als Schnittstelle zwischen den Elektroden am Patienten und dem EEG-Aufzeichnungssystem und gewährleistet eine zuverlässige Signalqualität für die neurologische Diagnostik.

Technische Merkmale und Funktionen:

- **Hochwertige Signalübertragung:** Die Head Box ist mit modernster Verstärkertechnik ausgestattet, die eine Rauschminimierung und eine exakte Abtastung der EEG-Signale sicherstellt.
- **Mehrkanal-Fähigkeit:** Unterstützt eine Vielzahl von EEG-Kanälen, was eine umfassende und differenzierte neurologische Untersuchung ermöglicht.
- **Robuste Bauweise:** Das Gerät ist für den klinischen Einsatz konzipiert und zeichnet sich durch eine langlebige und widerstandsfähige Konstruktion aus, die auch unter anspruchsvollen Bedingungen zuverlässig funktioniert.
- **Einfache Integration:** Die Head Box ist kompatibel mit zahlreichen EEG-Systemen und lässt sich problemlos in bestehende diagnostische Arbeitsabläufe integrieren.
- **Patientensicherheit:** Die elektrische Sicherheit und die Einhaltung medizinischer Normen gewährleisten den Schutz des Patienten während der gesamten Untersuchung.



Anwendungsbereiche:

Die Medtronic Walter EEG PL-230 Head Box findet Anwendung in verschiedenen neurologischen Untersuchungen, einschließlich:

- Diagnostik von Epilepsien und anderen Anfallsleiden
- Überwachung der Hirnaktivität bei Intensivpatienten
- Forschung im Bereich der Neurophysiologie
- Vorbereitung und Verlaufskontrolle bei neurochirurgischen Eingriffen

Vorteile auf einen Blick:

- Präzise und zuverlässige EEG-Signalübertragung
- Hohe Kompatibilität und einfache Integration
- Robustes und patientensicheres Design
- Ermöglicht detaillierte neurologische Diagnostik

Zusammenfassend ist die **Medtronic Walter EEG PL-230 Head Box** ein unverzichtbares Zubehör für die moderne EEG-Diagnostik, das durch seine technische Qualität und Benutzerfreundlichkeit überzeugt. Sie unterstützt medizinisches Fachpersonal dabei, schnelle, genaue und sichere neurologische Untersuchungen durchzuführen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

