



MELAG 15 AUTOKLAV, STERILISATOR

SKU: CR032019

415,31 €

zzgl. Versandkosten

Geliefert wird das Gerät mit einem Tabletthalter (Gestell) + 03 Tabletts,

Autoklav von Melag, Typ 15 für die Sterilisation von Instrumenten. Zeit kann eingestellt werden und die Temperatur einstellbar durch Druck.

Technische Spezifikationen: 220 V, 50 Hz, 6,4 A.

Betriebstemperatur: 144°C.

Kapazität: 6,7 Liter.

Gehäuse (T)x(H)x(B): 58 x 32 x 40 cm. Innenraum (\emptyset)x(B): 15 x 34,5 cm.

Innenraum Kessel (T)x(H)x(B): 28 x 20 x 12,5 cm

Vollfunktionsfähig Im guten gebrauchten Zustand Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com info@mtc-hamburg.com Mobile

Tel / Homezone Tel / Büro

0049 176 205 800 86 0049 40 18 20 79 03 0049 40 3 61 61 - 256 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: Autoklaven und Sterilisatoren



PRODUKTBESCHREIBUNG

Geliefert wird das Gerät mit einem Tabletthalter (Gestell) + 03 Tabletts,

Autoklav von Melag, Typ 15 für die Sterilisation von Instrumenten. Zeit kann eingestellt werden und die Temperatur einstellbar durch Druck.

Technische Spezifikationen: 220 V, 50 Hz, 6,4 A.

Betriebstemperatur: 144°C.

Kapazität: 6,7 Liter.

Gehäuse (T)x(H)x(B): $58 \times 32 \times 40 \text{ cm}$. Innenraum (Ø)x(B): $15 \times 34,5 \text{ cm}$.

Innenraum Kessel (T)x(H)x(B): 28 x 20 x 12,5 cm

Vollfunktionsfähig Im guten gebrauchten Zustand Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE





