



MELAG 15 AUTOKLAV , STERILISATOR

SKU: CR032019

415,31 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Geliefert wird das Gerät mit einem Tablethalter (Gestell) + 03 Tablettts ,

Autoklav von Melag, Typ 15 für die Sterilisation von Instrumenten. Zeit kann eingestellt werden und die Temperatur einstellbar durch Druck.

Technische Spezifikationen: 220 V, 50 Hz, 6,4 A.

Betriebstemperatur: 144°C.

Kapazität: 6,7 Liter.

Gehäuse (T)x(H)x(B): 58 x 32 x 40 cm.

Innenraum (ø)x(B): 15 x 34,5 cm.

Innenraum Kessel (T)x(H)x(B): 28 x 20 x 12,5 cm

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile

0049 176 205 800 86

Tel / Homezone

0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro

0049 40 3 61 61 - 256

Fax.

0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Autoklaven und Sterilisatoren](#)



Geliefert wird das Gerät mit einem Tablethalter (Gestell) + 03 Tablett ,

Autoklav von Melag, Typ 15 für die Sterilisation von Instrumenten. Zeit kann eingestellt werden und die Temperatur einstellbar durch Druck.

Technische Spezifikationen: 220 V, 50 Hz, 6,4 A.

Betriebstemperatur: 144°C.

Kapazität: 6,7 Liter.

Gehäuse (T)x(H)x(B): 58 x 32 x 40 cm.

Innenraum (ø)x(B): 15 x 34,5 cm.

Innenraum Kessel (T)x(H)x(B): 28 x 20 x 12,5 cm

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

