



MELAG 225 HEISSLUFTSTERILISATOR / STERILISATOR 850 WATT

SKU: 08-042013-OQ

zzgl. [Versandkosten](#)

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Autoklaven und Sterilisatoren](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Thermostatregler 60-220 Grad C

Zeitschaltuhr 0-120 min

Dauerschalter

Kontrolleuchte Betrieb

Kontrolleuchte Heizung

Thermoeter

Außen: 60cm B x 36cm H x 34cm T

Innenraum: 36cm B x 20cm H x 21cm T; ca. 15 Liter Inhalt

Tablett: 36cm B x 2cm H x 19cm T

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg



www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

