



**MELAG AUTOKLAV / STERILISATOR /  
DAMPFSTERILISATOR MELAG 23 INKL.  
TRAYHALTER UND TABLETTS**

**SKU:** 07-122013-NV  
zzgl. [Versandkosten](#)

Gerät wird mit einem Trayhalter + Tablett geliefert

gepflegt  
Vollfunktionsfähig

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)  
[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)  
0049 40 18 20 79 03  
0049 176 205 800 86  
fax.0049 40 65 86 33 64



---

**Categories:** [Autoklaven und Sterilisatoren](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Autoklav - MELAG 23 - Dampfsterilisator

2 Betriebsarten für verp. und unverp. Sterilgut, Thermostatregelung, Schaltuhrsteuerung  
Besonders hervorzuheben sind der tadellose Zustand von Kesselraum /-türinnenseite, Tablettführungsgestell und  
Tablett  
sowie Wasservorrats-/Dampfkondensationsbehälter. Alles ist blitzblank, kalk- und öl- und kratzerfrei, wie  
ungebraucht.

Das Gerät ist kompakt und nicht allzu schwer, bietet aber mit einer max. Beschickungsmenge von 3kg reichlich  
Kapazität.



2 Betriebsarten :

- 3bar, 30min, 143° C: Schnelle Sterilisation (Metall, Glas, Keramik, Textilien)
- 1bar, 50min, 120° C: Schonende Sterilisation (Gummi, Kunststoff, Textilien)

Vollautomatischer Sterilisationsablauf :

Vollautomatisch erfolgen Entlüftung, Druckanstieg, Druckkonstanthaltung, Stromabschaltung und Druckbeseitigung.

Bei Betätigung des Schalters "Druckschnellablaß" erfolgt sofortiger Druckabfall.

Die Befüllung des Kessels mit Aqua Dest. erfolgt ebenfalls einfach durch Betätigen eines Schalters.

Kreislaufsystem für Speise- und Kühlwasser; kein externer Wasseranschluß erforderlich.

Hersteller: Melag, Berlin

Typ: Autoklav 23

Betriebsdruck: bis 3 bar

Betriebstemperatur: bis 144° C

Kesselinhalt: 11,01 Liter

Anschlußdaten: 220V, 50Hz,

Außen: 41cm B x 34cm H x 46cm T

Kessel: 15cm Durchm., 48cm T, ca. 6,7 Liter Inhalt

Gewicht: cca. 20kg

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

