



MELAG AUTOKLAV / STERILISATOR / DAMPFSTERILISATOR MELAG 23 INKL. TRAYHALTER UND TABLETTS

SKU: 07-122013-NV

zzgl. Versandkosten

Gerät wird mit einem Trayhalter + Tabletts geliefert

gepflegt Vollfunktionsfähig

www.mtc-hamburg.com info@mtc-hamburg.com 0049 40 18 20 79 03 0049 176 205 800 86 fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: Autoklaven und Sterilisatoren

PRODUKTBESCHREIBUNG

Autoklav - MELAG 23 - Dampfsterilisator

2 Betriebsarten für verp. und unverp. Sterilgut, Thermostatregelung, Schaltuhrsteuerung Besonders hervorzuheben sind der tadellose Zustand von Kesselraum /-türinnenseite, Tablettführungsgestell und Tablett

sowie Wasservorrats-/Dampfkondensationsbehälter. Alles ist blitzblank, kalk- und öl- und kratzerfrei, wie ungebraucht.

Das Gerät ist kompakt und nicht allzu schwer, bietet aber mit einer max. Beschickungsmenge von 3kg reichlich Kapazität.



2 Betriebsarten:

- 3bar, 30min, 143° C: Schnelle Sterilisation (Metall, Glas, Keramik, Textilien)

- 1bar, 50min, 120° C: Schonende Sterilisation (Gummi, Kunststoff, Textilien)

Vollautomatischer Sterilisationsablauf:

Vollautomatisch erfolgen Entlüftung, Druckanstieg, Druckkonstanthaltung, Stromabschaltung und Druckbeseitigung.

Bei Betätigung des Schalters "Druckschnellablaß" erfolgt sofortiger Druckabfall.

Die Befüllung des Kessels mit Aqua Dest. erfolgt ebenfalls einfach durch Betätigen eines Schalters.

Kreislaufsystem für Speise- und Kühlwasser; kein externer Wasseranschluß erforderlich.

Hersteller: Melag, Berlin

Typ: Autoklav 23

Betriebsdruck: bis 3 bar

Betriebstemperatur: bis 144° C

Kesselinhalt: 11,01 Liter Anschlußdaten: 220V, 50Hz,

Außen: 41cm B x 34cm H x 46cm T

Kessel: 15cm Durchm., 48cm T, ca. 6,7 Liter Inhalt

Gewicht: cca. 20kg

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

