



MELAG EUROKLAV 23 VS // 23V-S

SKU: BA072017

zzgl. [Versandkosten](#)

S-Klasse Autoklav - Vorvakuumverfahren kombiniert mit fraktionierten Strömungsverfahren für Verpackte und Unverpackte Instrumente.

Abmessungen. Ca 64,5 x 42,5 x 48,5 cm

Bj.2005

Kesselinhalt . 22,6 Liter

Leistung. 3000 Watt

Betriebstemp. 144 C , Betriebsdruck. -0,95 ...3 bar

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Autoklaven und Sterilisatoren](#), [Dental](#)
[und Zahnheilkunde](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

S-Klasse Autoklav - Vorvakuumverfahren kombiniert mit fraktionierten Strömungsverfahren für Verpackte und Unverpackte Instrumente.

Abmessungen. Ca 64,5 x 42,5 x 48,5 cm

Bj.2005



Kesselinhalt . 22,6 Liter

Leistung. 3000 Watt

Betriebstemp. 144 C , Betriebsdruck. -0,95 ...3 bar

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight 60 kg



GALLERIE

