



## MELAG EUROKLAV 23 VS // 23V-S

**SKU:** BA072017

S-Klasse Autoklav - Vorvakuumverfahren kombiniert mit fraktionierten Strömungsverfahren für Verpackte und Unverpackte Instrumente.

Abmessungen. Ca 64,5 x 42,5 x 48,5 cm

Bj.2005

Kesselinhalt . 22,6 Liter

Leistung. 3000 Watt

Betriebstemp. 144 C , Betriebsdruck. -0,95 ...3 bar

**Vollfunktionsfähig**

**Im guten gebrauchten Zustand**

**Artikel-Standort. Hamburg**

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)


[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



**Categories:** [Autoklaven und Sterilisatoren](#), [Dental](#) und [Zahnheilkunde](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

S-Klasse Autoklav - Vorvakuumverfahren kombiniert mit fraktionierten Strömungsverfahren für Verpackte und Unverpackte Instrumente.

Abmessungen. Ca 64,5 x 42,5 x 48,5 cm

Bj.2005

Kesselinhalt . 22,6 Liter

Leistung. 3000 Watt



Betriebstemp. 144 C , Betriebsdruck. -0,95 ...3 bar

Vollfunktionsfähig  
Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**Weight** 60 kg



## GALLERIE

