



## MELAG INCUBAT 85 WÄRMESCHRANK

**SKU:** I082022

zzgl. [Versandkosten](#)

Melag 85 / / 230V / 50-60Hz / 140W

Vollfunktionsfähig

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Inkubatoren und Reanimation](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Melag 85 / / 230V / 50-60Hz / 140W

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile

0049 176 205 800 86



Tel / Homezone	0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro	0049 40 3 61 61 - 256
Fax.	0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Weight</b>	8 kg
---------------	------



## GALLERIE

