



## **MELAG MELADEM 40** **WASSERAUFBEREITUNG**

**SKU:** J072023

**189,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

### **Melag Meladem 40 Wasseraufbereitung**

gewährleistet eine zuverlässige und hygienische Wasserbehandlung für medizinische Geräte, indem sie Kalkablagerungen und Verunreinigungen effektiv reduziert. Das System unterstützt so die optimale Funktion und Langlebigkeit von Autoklaven und Reinigungsgeräten im Praxisalltag.



---

**Categories:** [Autoklaven und Sterilisatoren](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Der **Melag Meladem 40** ist ein hochwertiges und zuverlässiges System zur **Wasseraufbereitung**, das speziell für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen konzipiert wurde. Dieses innovative Gerät gewährleistet eine sichere und effektive Vorbereitung von Wasser, das für die Reinigung und Desinfektion von medizinischen Instrumenten unerlässlich ist.

### **Eigenschaften und Vorteile des Melag Meladem 40:**

- **Effiziente Enthärtung:** Das System entfernt zuverlässig Kalk und andere Mineralien aus dem Wasser, wodurch die Lebensdauer von Reinigungs- und Sterilisationsgeräten verlängert wird.
- **Automatische Regeneration:** Die integrierte Regenerationsfunktion sorgt für eine kontinuierliche und störungsfreie Wasseraufbereitung ohne manuellen Aufwand.
- **Benutzerfreundliche Bedienung:** Klar strukturierte Anzeigen und einfache Bedienung ermöglichen eine intuitive Handhabung auch für medizinisches Fachpersonal ohne technische Vorkenntnisse.



- **Hohe Kapazität:** Mit einer hohen Aufbereitungskapazität ist das Meladem 40 ideal für den täglichen Einsatz in Praxen, Kliniken und Laboren geeignet.
- **Kompatibilität:** Das aufbereitete Wasser entspricht den Anforderungen der Medizintechnik und ist optimal geeignet für die Verwendung in Reinigungs- und Sterilisationsgeräten von Melag sowie anderen Herstellern.

#### **Technische Details:**

- Wasseranschluss: Standardanschluss für medizinische Einrichtungen
- Regenerationsverfahren: Ionenaustausch
- Anzeige: Digitale Statusanzeige zur Überwachung des Wasseraufbereitungsprozesses
- Maße und Gewicht: Kompakt und platzsparend konstruiert
- Wartung: Einfache Wartung mit austauschbaren Kartuschen

Das **Melag Meladem 40** Wasseraufbereitungssystem unterstützt medizinische Fachkräfte dabei, die hohen Hygienestandards in der Instrumentenaufbereitung nachhaltig einzuhalten. Durch die Bereitstellung von enthärtetem und aufbereitetem Wasser trägt es maßgeblich zur Qualitätssicherung und zum Schutz der sensiblen Geräte bei.

Investieren Sie in das Meladem 40, um eine sichere, effiziente und wirtschaftliche Wasseraufbereitung in Ihrer Einrichtung zu gewährleisten.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

