



## MELAG MELATRONIC 15 E AUTOKLAV INKL. TRAYHALTER + TABLETTS

**SKU:** I112012-NV

Gerät wird mit einem Trayhalter + Tablett geliefert

Vollfunktionsfähig  
Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com  
info@mtc-hamburg.com  
Mobile 0049 176 205 800 86  
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03  
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256  
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Autoklaven und Sterilisatoren](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Bj 2003 / Inkl. Tablethalter / 03 Tablett / 01 Handgriff**

Mwst. wird gesondert ausgewiesen

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com  
info@mtc-hamburg.com  
Mobile 0049 176 205 800 86  
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03  
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256  
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>iserraum (Ø x Tiefe), Volumen</b> | <b>15 x 38 cm, 7 Liter</b>                 |
| <b>Instrumentarium</b>               | <b>2 kg</b>                                |
| <b>Wassermenge pro Sterilisation</b> | <b>300 ml</b>                              |
| <b>Parameter Programm 1 (121°C)</b>  | <b>121°C, 1bar, Sterilisierzeit 25 min</b> |
| <b>Parameter Programm2 (134°C)</b>   | <b>134°C, 2bar, Sterilisierzeit 5 min</b>  |
| <b>Gesamtbetriebszeit Programm 1</b> | <b>40 Minuten</b>                          |
| <b>Gesamtbetriebszeit Programm 1</b> | <b>25 Minuten</b>                          |
| <b>Gewicht</b>                       | <b>ca. 20 kg</b>                           |

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

