



MELAG MELATRONIC 15 E AUTOKLAV INKL. TRAYHALTER + TABLETTS

SKU: 1112012-NV

zzgl. Versandkosten

Gerät wird mit einem Trayhalter + Tabletts geliefert

Vollfunktionsfähig Im guten gebrauchten Zustand Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com info@mtc-hamburg.com Mobile

Tel / Homezone
Tel / Büro

0049 176 205 800 86 0049 40 18 20 79 03 0049 40 3 61 61 - 256 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: Autoklaven und Sterilisatoren

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bj 2003 / Inkl. Tabletthalter / 03 Tabletts / 01 Handgriff

Mwst. wird gesondert ausgewiesen Vollfunktionsfähig Im guten gebrauchten Zustand Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256



Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

isierraum (Ø x Tiefe), Volumen

Instrumentarium

Wassermenge pro Sterilisation

Parameter Programm 1 (121°C)

Parameter Programm2 (134°C)

Gesamtbetriebszeit Programm 1

Gesamtbetriebszeit Programm 1

Gewicht

15 x 38 cm, 7 Liter

2 kg

300 ml

121°C, 1bar, Sterilisierzeit 25 min

134°C, 2bar, Sterilisierzeit 5 min

40 Minuten

25 Minuten

ca. 20 kg

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE





