



MELAG MELATRONIC 15 E AUTOKLAV INKL. TRAYHALTER + TABLETTS

SKU: I112012-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

Gerät wird mit einem Trayhalter + Tablett geliefert

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Autoklaven und Sterilisatoren](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bj 2003 / Inkl. Tabletthalter / 03 Tablettts / 01 Handgriff

Mwst. wird gesondert ausgewiesen

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



| | |
|--------------------------------------|--|
| iserraum (Ø x Tiefe), Volumen | 15 x 38 cm, 7 Liter |
| Instrumentarium | 2 kg |
| Wassermenge pro Sterilisation | 300 ml |
| Parameter Programm 1 (121°C) | 121°C, 1bar, Sterilisierzeit 25 min |
| Parameter Programm2 (134°C) | 134°C, 2bar, Sterilisierzeit 5 min |
| Gesamtbetriebszeit Programm 1 | 40 Minuten |
| Gesamtbetriebszeit Programm 1 | 25 Minuten |
| Gewicht | ca. 20 kg |

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

