



## MELAG VACUKLAV 31B+ 31 B+ STERILISATOR B-KLASSE AUTOKLAV

**SKU:** DR032025-NV

**Melag Vacuklav 31B+** ist ein zuverlässiger B-Klasse-Sterilisator, der eine effiziente und sichere Dampfsterilisation für medizinische Instrumente gewährleistet. Mit modernster Vakuumtechnik bietet er kurze Zykluszeiten und höchste Sterilisationsqualität für den professionellen Einsatz in Praxen und Kliniken.



---

**Categories:** [Autoklaven und Sterilisatoren](#), [Dental](#) und [Zahnheilkunde](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Melag Vacuklav 31B+** ist ein hochmoderner Sterilisator der Klasse B, der speziell für den Einsatz in Arztpraxen, Zahnarztpraxen, Kliniken und Laboren entwickelt wurde. Dieses Gerät gewährleistet eine zuverlässige, schnelle und sichere Sterilisation von medizinischen Instrumenten und Materialien und erfüllt dabei die strengen Anforderungen der aktuellen Richtlinien und Normen.

### Technische Highlights und Funktionen:

- **Klasse B Sterilisation:** Der Vacuklav 31B+ bietet eine vollautomatische Vakuum-gestützte Sterilisation, die eine sichere Durchdringung von porösen, hohlräumigen und festen Instrumenten garantiert.
- **Effiziente Vakuum-Technologie:** Mehrstufige Vor- und Nachvakuumzyklen sorgen für eine optimale Luftentfernung aus der Kammer und den Instrumenten, was zu einer höchstmöglichen Sterilisationssicherheit führt.
- **Großes Fassungsvermögen:** Mit einer Kammergröße von ca. 22 Litern bietet der Vacuklav 31B+ ausreichend Platz für eine Vielzahl von Instrumenten und ermöglicht so einen effizienten Praxisablauf.
- **Intuitive Bedienung:** Das benutzerfreundliche Touch-Display und die übersichtliche Menüführung erleichtern die Handhabung und ermöglichen eine einfache Auswahl der verschiedenen Sterilisationsprogramme.



- **Verschiedene Programme:** Der Sterilisator verfügt über mehrere voreingestellte Programme, darunter Schnellsterilisation, Standardsterilisation, schonende Sterilisation für empfindliche Instrumente sowie ein Programm zur Trocknung.
- **Integrierte Dokumentation:** Der Vacuklav 31B+ bietet eine umfassende Dokumentationsmöglichkeit mittels integriertem Drucker oder optionalem Datenmanagementsystem, um alle Sterilisationszyklen lückenlos zu protokollieren und die Nachweisführung zu gewährleisten.
- **Wartungsfreundlichkeit:** Das Gerät ist wartungsarm und verfügt über automatische Reinigungs- und Entkalkungsprogramme, die die Lebensdauer verlängern und die Betriebssicherheit erhöhen.

### **Anwendungsbereiche:**

Der Melag Vacuklav 31B+ ist ideal geeignet für die Sterilisation von:

- Chirurgischen Instrumenten
- Zahnärztlichen Instrumenten
- Hohlkörperinstrumenten
- Porösen Materialien wie Textilien oder Verbandstoffen
- Laborgeräten und Zubehör

### **Qualität und Sicherheit:**

Der Sterilisator entspricht den europäischen Normen *EN 13060* für kleine Sterilisatoren und erfüllt die Anforderungen der Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV). Die hohe Verarbeitungsqualität und das robuste Design garantieren einen langlebigen und zuverlässigen Betrieb im Praxisalltag.

Zusammenfassend bietet der **Melag Vacuklav 31B+** eine professionelle, sichere und effiziente Lösung zur Sterilisation in medizinischen Einrichtungen, die den höchsten Ansprüchen an Hygiene und Patientensicherheit gerecht wird.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

