



MEMMERT BE 500 // BE500 INKUBATOR
70°C 108 L // ELEKTRONISCHE REGELUNG
GEREGELT // DIGITALE
TEMPERATURANZEIGE //

SKU: AM092022-NV

900,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Außenabmessungen: (71× 76× 55) cm

Nutzraummaße: (56× 48× 40) Cm

Inhalt ca. 108 Liter

Gewicht ca. 50 kg

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Autoklaven und Sterilisatoren](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Außenabmessungen: (71× 76× 55) cm

Nutzraummaße: (56× 48× 40) Cm

Inhalt ca. 108 Liter



Gewicht ca. 50 kg

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile

0049 176 205 800 86

Tel / Homezone

0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro

0049 40 3 61 61 - 256

Fax.

0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

