



MEMMERT INE 200 EXCELLENT **TROCKENSCHRANK WÄRMESCHRANK**

SKU: N/A

~~1.459,00 €~~ **1.170,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Trockenschrank](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Memmert INE 200 Excellent ist ein hochwertiger Trockenschrank, der in verschiedenen Anwendungen, insbesondere in Laboren und der Industrie, eingesetzt wird. Hier sind einige der Hauptmerkmale und Funktionen des Memmert INE 200 Excellent:

1. **Temperaturbereich:** Der Trockenschrank bietet einen breiten Temperaturbereich, typischerweise von etwa 30 °C bis 300 °C, was ihn für verschiedene Trocknungs- und Heizprozesse geeignet macht.
2. **Präzise Temperaturregelung:** Mit einer genauen Regelung und Überwachung der Temperatur sorgt das Gerät für gleichmäßige Bedingungen im Innenraum.
3. **Luftzirkulation:** Der INE 200 ist mit einem leistungsstarken Umluftsystem ausgestattet, das eine gleichmäßige Verteilung der Wärme im Innenraum gewährleistet.
4. **Benutzerfreundlichkeit:** Das Gerät verfügt über ein intuitives Bedienfeld, das eine einfache Programmierung und Überwachung ermöglicht.
5. **Sicherheitsfunktionen:** Integrierte Sicherheitsmechanismen schützen vor Überhitzung und anderen potenziellen Gefahren.
6. **Vielseitigkeit:** Der Trockenschrank kann für verschiedene Anwendungen genutzt werden, darunter Trocknung von Proben, Sterilisation oder auch zum Temperieren von Materialien.
7. **Robuste Bauweise:** Memmert-Geräte sind bekannt für ihre Langlebigkeit und Zuverlässigkeit, was sie zu einer guten Investition für Labore macht.



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

