



MEMMERT SM 500 WÄRME UND TROCKENSCHRANK

SKU: H102015

499,00 €

Aussenabmessungen : 76 X 71 X 56 Cm Tiefe ()
Innenabmessungen . 56 x 48 x 38 Cm

Hersteller Memmert

Material Edelstahl

Nenntemperatur 220 Grad

Anschluss 220 Volt 2000 W

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Autoklaven und Sterilisatoren](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Aussenabmessungen : 76 X 71 X 56 Cm Tiefe ()
Innenabmessungen . 56 x 48 x 38 Cm

Hersteller Memmert

Material Edelstahl

Nenntemperatur 220 Grad

Anschluss 220 Volt 2000 W



Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

