



MEMMERT SM 500 WÄRME UND TROCKENSCHRANK

SKU: H102015 **499,00 €**

zzgl. Versandkosten

Aussenabmessungen: 76 X 71 X 56 Cm Tiefe (Innenabmessungen: 56 x 48 x 38 Cm

Hersteller Memmert Material Edelstahl Nenntemperatur 220 Grad Anschluss 220 Volt 2000 W

Vollfunktionsfähig Im guten gebrauchten Zustand Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com info@mtc-hamburg.com Mobile Tel / Homezone Tel / Büro

0049 176 205 800 86 0049 40 18 20 79 03 0049 40 3 61 61 - 256 0049 40 3 61 61 - 257



Fax.

Categories: Autoklaven und Sterilisatoren

PRODUKTBESCHREIBUNG

Aussenabmessungen: 76 X 71 X 56 Cm Tiefe (

Innenabmessungen . 56 x 48 x 38 Cm

Hersteller Memmert Material Edelstahl



Nenntemperatur 220 Grad Anschluss 220 Volt 2000 W

Vollfunktionsfähig Im guten gebrauchten Zustand Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE





