



MEMMERT TV 40 B, INKUBATOR
STERILISATOR WÄRMESCHRANK
TROCKENSCHRANK

SKU: AY112016

299,00 €

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
Mobile 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Laborequipment](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Memmert Brutschrank TV 40b. Max. 60°C. 220 V. 50 Hz. 1,2 kW. Innenmaße 50x60x40 cm. 120 L. 2 Einlegeböden. 2 Flügeltüren. Zusätzliche Glastür. Analoge Anzeige. Sofort verfügbar.

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
Mobile
Tel / Homezone

0049 176 205 800 86
0049 40 18 20 79 03



Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight 66 kg



GALLERIE

