



**MEMMERT U26 // U 26 / BRUTSCHRANK /  
TROCKENSCHRANK WÄRMESCHRANK**

**SKU:** BT012018

Nenntemperatur: 220°C.

Leistung 900 Watt

Abmessungen // Gehäuse Ca 475 x 680 x 515 mm.

Innenraum ca 330 x 400 x 400 mm.

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Autoklaven und Sterilisatoren](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Nenntemperatur: 220°C.

Leistung 900 Watt

Abmessungen // Gehäuse Ca 475 x 680 x 515 mm.

Innenraum ca 330 x 400 x 400 mm.

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg



[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

