



## **MEMMERT UNP 600 INCUBATOR** **WÄRMESCHRANK 250°C 256L VOLUMEN**

**SKU:** GN102024-NV

Der Memmert UNP 600 Inkubator ist ein präziser Wärmeschrank mit einem Temperaturbereich bis 250°C und einem großzügigen Volumen von 256 Litern, ideal für medizinische und wissenschaftliche Anwendungen. Er gewährleistet eine gleichmäßige Wärmeverteilung und zuverlässige Temperaturkontrolle für optimale Ergebnisse.



---

**Categories:** [Laborequipment](#)

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

