



[METTLER TOLEDO AB 184-A3 LABORWAAGE](#)

SKU: CW072024

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Laborequipment](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Mettler Toledo AB 184-A3 ist eine hochpräzise Laborwaage, die für verschiedene Anwendungen in Laboren und industriellen Umgebungen konzipiert ist. Hier sind einige der typischen Merkmale und Spezifikationen, die mit dieser Waage verbunden sein könnten:

1. **Wiegenbereich:** Die Waage hat einen bestimmten maximalen Wiegebereich, der in der Regel mehrere Kilogramm beträgt, oft bis zu 200 g oder mehr.
2. **Ablesegenauigkeit:** Diese Waage bietet eine hohe Ablesegenauigkeit, oft im Bereich von 0,1 mg oder besser, was sie ideal für präzise Messungen macht.
3. **Kalibrierung:** Viele Modelle verfügen über eine integrierte Selbstkalibrierungsfunktion oder ermöglichen eine manuelle Kalibrierung zur Sicherstellung der Genauigkeit.
4. **Benutzerfreundlichkeit:** Die Waage ist oft mit einem benutzerfreundlichen Display ausgestattet, das leicht ablesbare Werte anzeigt und möglicherweise auch Funktionen wie Tara-Wiegen und verschiedene Einheitenauswahl bietet.
5. **Schnittstellen:** Einige Modelle bieten Schnittstellen wie USB oder RS-232 zur Datenübertragung an Computer oder Drucker.
6. **Robuste Bauweise:** Mettler Toledo-Waagen sind bekannt für ihre Langlebigkeit und Robustheit, was sie für



den Einsatz in anspruchsvollen Laborumgebungen geeignet macht.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

