



[MEYTEC VIMED 2000 TELEDOC 5](#)

SKU: G0082025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Meytec Vimed 2000 teledoc 5** ist ein hochmodernes medizinisches Videoendoskop, das speziell für die Anforderungen in der minimalinvasiven Diagnostik und Therapie entwickelt wurde. Es bietet erstklassige Bildqualität und vielseitige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Fachbereichen wie der Gastroenterologie, Pneumologie und Chirurgie.

Hauptmerkmale und Vorteile:

- **Hochauflösende Bildgebung:** Das Vimed 2000 teledoc 5 verfügt über eine erstklassige Optik und digitale Bildverarbeitung, die gestochen scharfe, kontrastreiche Bilder liefert. Dies ermöglicht eine präzise Diagnostik und erleichtert die Identifikation von Gewebeveränderungen.
- **Ergonomisches Design:** Das Endoskop ist ergonomisch gestaltet, um eine komfortable Handhabung auch bei längeren Untersuchungen zu gewährleisten. Die intuitive Bedienung unterstützt medizinisches Personal effektiv bei der Anwendung.
- **Vielseitige Anwendung:** Dank verschiedener Aufsätze und adaptierbarer Komponenten kann das Vimed 2000 teledoc 5 in unterschiedlichen endoskopischen Verfahren eingesetzt werden, von der Untersuchung bis zur Intervention.
- **Hygienisches und langlebiges Material:** Die verwendeten Materialien sind biokompatibel, leicht zu desinfizieren und widerstandsfähig gegenüber den üblichen Reinigungs- und Sterilisationsprozessen, was die Sicherheit für Patienten und Anwender erhöht.
- **Integrierte Dokumentation:** Das System ermöglicht die einfache Aufnahme, Speicherung und Übertragung von Bild- und Videodaten, was eine umfassende Dokumentation und Weiterverarbeitung im klinischen Alltag sicherstellt.

Technische Spezifikationen:



- Optik: Digitale Chip-Technologie mit hoher Lichtausbeute
- Bildauflösung: HD-Qualität für detailreiche Darstellungen
- Flexible Sondenlänge und Durchmesser, angepasst an unterschiedliche Untersuchungsanforderungen
- Anschlussmöglichkeiten: Kompatibel mit gängigen Endoskopie-Systemen und Bildverarbeitungseinheiten
- Reinigung: Kompatibel mit standardisierten Aufbereitungsverfahren

Das **Meytec Vimed 2000 teledoc 5** ist somit eine zuverlässige und innovative Lösung für medizinische Einrichtungen, die Wert auf Qualität, Sicherheit und Effizienz legen. Es unterstützt Fachärzte dabei, präzise Diagnosen zu stellen und minimalinvasive Eingriffe sicher und erfolgreich durchzuführen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

