



[MICROM CTM6 COVER-TECH](#)

SKU: FQ112024

~~2.699,00 €~~ **2.340,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Labor](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der MICROM CTM6 Cover-Tech ist ein Gerät, das in der histologischen und pathologischen Forschung sowie in der klinischen Diagnostik eingesetzt wird. Es handelt sich um einen automatisierten Mikrotom-Deckel, der für die Herstellung von Dünnschnitten von Gewebeproben verwendet wird. Hier sind einige wichtige Informationen zu diesem Gerät:

1. **Funktion:** Der MICROM CTM6 ermöglicht die präzise und gleichmäßige Herstellung von Gewebeschnitten, die für die mikroskopische Analyse benötigt werden. Die Schnitte sind entscheidend für die Diagnose von Krankheiten und die Durchführung von Forschungsarbeiten.
2. **Automatisierung:** Das Gerät bietet automatisierte Funktionen, die den Schneidprozess effizienter gestalten. Dies kann Zeit sparen und die Konsistenz der Schnitte verbessern.
3. **Einstellungen:** Der CTM6 verfügt über verschiedene Einstellungen zur Anpassung der Schnittdicke und anderer Parameter, um den spezifischen Anforderungen des Benutzers gerecht zu werden.
4. **Benutzerfreundlichkeit:** Viele Modelle sind so konzipiert, dass sie einfach zu bedienen sind, mit intuitiven Bedienelementen und klaren Anzeigen, um den Benutzern eine einfache Handhabung zu ermöglichen.
5. **Wartung:** Regelmäßige Wartung und Reinigung des Geräts sind wichtig, um eine optimale Leistung sicherzustellen und die Lebensdauer des Mikrotoms zu verlängern.



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

