


MICROM CTM6 COVER-TECH

SKU: FI112024

~~2.450,00 €~~ **2.340,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Unkategorisiert](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der MICROM CTM6 Cover-Tech ist ein medizinisches Gerät, das in der Pathologie und Histologie verwendet wird. Es handelt sich um einen automatisierten Deckgläseraufleger, der dazu dient, Gewebeprobe effizient und präzise mit Deckgläsern zu versehen. Hier sind einige der Hauptmerkmale und Vorteile des MICROM CTM6 Cover-Tech:

1. **Automatisierung:** Der CTM6 ermöglicht eine automatisierte Anwendung von Deckgläsern auf die Proben, was die Effizienz erhöht und menschliche Fehler reduziert.
2. **Präzision:** Das Gerät sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Deckglases, was wichtig ist, um die Qualität der histologischen Schnitte zu gewährleisten.
3. **Benutzerfreundlichkeit:** Der CTM6 ist in der Regel mit einem benutzerfreundlichen Interface ausgestattet, das eine einfache Bedienung ermöglicht.
4. **Vielseitigkeit:** Er kann für verschiedene Arten von Proben und Deckgläsern verwendet werden, was ihn in verschiedenen Laborumgebungen nützlich macht.
5. **Kompakte Bauweise:** Das Design des Geräts ist oft kompakt, sodass es in verschiedenen Laborräumen Platz findet.
6. **Wartungsfreundlichkeit:** Viele Modelle sind so konzipiert, dass sie leicht gewartet und gereinigt werden können, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

