



MICROMED SAM 25FO FC1 ELEKTRODENBOX MIT TRAGEARM

SKU: CF122016

250,00 €

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com

| | |
|----------------|-----------------------|
| Mobile | 0049 176 205 800 86 |
| Tel / Homezone | 0049 40 18 20 79 03 |
| Tel / Büro | 0049 40 3 61 61 - 256 |
| Fax. | 0049 40 3 61 61 - 257 |



Categories: [EMG und EEG](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com

| | |
|----------------|-----------------------|
| Mobile | 0049 176 205 800 86 |
| Tel / Homezone | 0049 40 18 20 79 03 |
| Tel / Büro | 0049 40 3 61 61 - 256 |
| Fax. | 0049 40 3 61 61 - 257 |



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight

11 kg



GALLERIE

