



MIELE G 7783 CD - REINIGUNGSAUTOMAT - DESINFEKTIONSAUTOMAT

SKU: G112014-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

Miele Kompakt-Desinfektor G 7783 CD. 400 V. 9,7 kW.
Anschluss für Warm-, Kalt- und VE-Wasser. Reinigerdosierung.
Trockenaggregat. Ober- und Unterkorb

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Autoklaven und Sterilisatoren](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Miele Kompakt-Desinfektor G 7783 CD. 400 V. 9,7 kW. Anschluss für Warm-, Kalt- und VE-Wasser. Reinigerdosierung. Trockenaggregat. Ober- und Unterkorb

Normal

0

21



false
false
false

DE
X-NONE
X-NONE

```
/* Style Definitions */  
table.MsoNormalTable  
{mso-style-name:"Normale Tabelle";  
mso-tstyle-rowband-size:0;  
mso-tstyle-colband-size:0;  
mso-style-noshow:yes;  
mso-style-priority:99;  
mso-style-parent:"";  
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;  
mso-para-margin-top:0cm;  
mso-para-margin-right:0cm;  
mso-para-margin-bottom:10.0pt;  
mso-para-margin-left:0cm;  
line-height:115%;  
mso-pagination:widow-orphan;  
font-size:11.0pt;  
font-family:"Calibri", "sans-serif";  
mso-ascii-font-family:Calibri;  
mso-ascii-theme-font:minor-latin;  
mso-hansi-font-family:Calibri;  
mso-hansi-theme-font:minor-latin;  
mso-fareast-language:EN-US;}
```

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

