



**MIELE G 7882 REINIGUNGSAUTOMAT -  
DESINFEKTIONSAUTOMAT INKL DOS G60  
DOSIERPUMPE**

**SKU:** 15-062014

Spülmaschine / Desinfektor für den Einsatz in Praxis,  
Krankenhaus, Labor, etc Das Gerät ist in Topzustand.

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Autoklaven und Sterilisatoren](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Spülmaschine / Desinfektor für den Einsatz in Praxis, Krankenhaus, Labor, etc Das Gerät ist in Topzustand.

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

