



**MIELE G7736 CD MCU C2 DESINFEKTOR,  
THERMODESINFEKTOR, LABOR  
SPÜLMASCHINE**

**SKU:** I012015-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

```html

Der **Miele G7736 CD MCU C2** ist ein hochmoderner Thermodesinfektor, der speziell für den Einsatz im Labor entwickelt wurde und eine zuverlässige, normgerechte Reinigung sowie Desinfektion von medizinischem Instrumentarium gewährleistet. Mit präziser Temperaturregelung und effizienten Spülprogrammen sorgt das Gerät für höchste Hygiene- und Sicherheitsstandards in der Aufbereitung.

...



---

**Categories:** [Autoklaven und Sterilisatoren](#), [Dental und Zahnheilkunde](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Miele G7736 CD MCU C2 Desinfektor** ist ein hochmodernes Thermodesinfektionsgerät, speziell entwickelt für den Einsatz im medizinischen und laborchemischen Bereich. Dieses Gerät gewährleistet eine zuverlässige und effiziente Reinigung sowie Desinfektion von Instrumenten, Glaswaren und anderem medizinischem Equipment, wodurch höchste hygienische Standards in Klinik, Praxis und Labor sicher eingehalten werden.

### Produktmerkmale und Funktionen:



- **Thermodesinfektion auf höchstem Niveau:** Der G7736 CD MCU C2 nutzt ein präzises Temperaturmanagement, um eine sichere Abtötung von Mikroorganismen gemäß den geltenden Normen zu gewährleisten.
- **Vielseitige Beladungsmöglichkeiten:** Dank individuell anpassbarer Körbe und Einsätze können verschiedenste Instrumententypen und Laborglas optimal gereinigt werden.
- **Intuitive Bedienung:** Ein benutzerfreundliches Touch-Display ermöglicht eine einfache Programmwahl, Überwachung und Steuerung des Desinfektionsprozesses.
- **Automatisierte Dokumentation:** Integrierte Systeme zur lückenlosen Dokumentation der Desinfektionszyklen unterstützen die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und erleichtern die Qualitätskontrolle.
- **Energie- und Wassereffizienz:** Fortschrittliche Technologien minimieren den Verbrauch von Ressourcen und reduzieren Betriebskosten nachhaltig.
- **Robuste Bauweise:** Hochwertige Materialien und eine präzise Verarbeitung garantieren eine lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit im täglichen Betrieb.

### **Einsatzgebiete:**

Der Miele G7736 CD MCU C2 eignet sich ideal für:

- Krankenhäuser und Kliniken
- Arztpraxen und ambulante Einrichtungen
- Laboratorien in Forschung und Diagnostik
- Zahnärztliche Einrichtungen
- Pharmazeutische Produktionsstätten

Durch seine präzise Steuerung und die hohe Wirksamkeit der Thermodesinfektion bietet der G7736 CD MCU C2 ein Höchstmaß an Patientensicherheit und schützt gleichzeitig das medizinische Personal vor infektiösen Risiken.

**Fazit:** Der Miele G7736 CD MCU C2 Thermodesinfektor ist ein zuverlässiger Partner für anspruchsvolle Hygieneanforderungen im Gesundheits- und Laborbereich. Mit seiner Kombination aus innovativer Technik, Benutzerfreundlichkeit und Ressourceneffizienz setzt er neue Maßstäbe in der instrumentellen Aufbereitung.

### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

## GALLERIE

