



MIELE G7882 //G 7882 **THERMODESINFEKTOR NEODISHER MA**

SKU: CK072022

1.399,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Der Miele G7882 Thermodesinfektor gewährleistet eine zuverlässige und effiziente Aufbereitung medizinischer Instrumente durch präzise kontrollierte Thermodesinfektion. In Kombination mit *Neodisher MA* wird eine optimale Reinigungswirkung sowie höchste Hygienesicherheit garantiert, um den Anforderungen moderner medizinischer Einrichtungen gerecht zu werden.



Categories: [Autoklaven und Sterilisatoren](#), [Dental](#) und [Zahnheilkunde](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Miele G7882 Thermodesinfektor** ist ein hochmodernes Reinigungs- und Desinfektionsgerät, das speziell für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen, Laboren und Kliniken entwickelt wurde. Dieses Gerät gewährleistet eine zuverlässige, effiziente und normgerechte Aufbereitung von Instrumenten, Glaswaren und anderen medizinischen Utensilien.

Hauptmerkmale des Miele G7882 Thermodesinfektors:

- **Effiziente Thermodesinfektion:** Der G7882 arbeitet mit präziser Temperaturregelung und optimierten Spülprogrammen, um eine sichere Abtötung von Mikroorganismen zu gewährleisten.
- **Großes Fassungsvermögen:** Das Gerät bietet ausreichend Platz für eine Vielzahl von Instrumenten, was eine



wirtschaftliche Aufbereitung auch bei größeren Chargen erlaubt.

- **Automatisierte Programme:** Verschiedene standardisierte Reinigungs- und Desinfektionszyklen können individuell ausgewählt und an die Anforderungen der jeweiligen Instrumente angepasst werden.
- **Integrierte Dokumentation:** Der Thermodesinfektor ermöglicht die lückenlose Protokollierung aller Aufbereitungszyklen, was die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und Qualitätsstandards unterstützt.
- **Einfache Bedienung und Wartung:** Intuitive Benutzeroberfläche mit klaren Anzeigen erleichtert den täglichen Einsatz, während Wartungsfunktionen für eine lange Lebensdauer sorgen.

Zusätzliche Funktion mit Neodisher MA:

Der Thermodesinfektor wird idealerweise in Kombination mit **Neodisher MA** verwendet, einem speziell entwickelten Mehrzweckreinigungsmittel für die maschinelle Reinigung und Desinfektion. Neodisher MA zeichnet sich durch folgende Vorteile aus:

- Hohe Reinigungswirkung bei gleichzeitiger Materialschonung
- Vermeidung von Rückständen auf Instrumenten und Glaswaren
- Kompatibilität mit verschiedenen Materialien, einschließlich empfindlicher Oberflächen
- Optimale Unterstützung der thermischen Desinfektion im Miele G7882

Technische Daten und Vorteile auf einen Blick:

- Temperaturbereich: präzise einstellbar für verschiedene Desinfektionsanforderungen
- Programmdauer: variabel, je nach ausgewähltem Reinigungs- und Desinfektionszyklus
- Geräuscharm und energieeffizient im Betrieb
- Robuste Bauweise und hochwertige Materialien für den Dauereinsatz
- Erfüllt nationale und internationale Normen und Richtlinien für die Instrumentenaufbereitung

Der **Miele G7882 Thermodesinfektor** in Kombination mit **Neodisher MA** stellt somit eine optimale Lösung für hygienisch einwandfreie und sichere Aufbereitung dar. Er unterstützt medizinisches Fachpersonal dabei, höchste Qualitätsstandards einzuhalten und die Patientensicherheit nachhaltig zu gewährleisten.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

