



## [MIELE GG06 GG 06 - PG 8057TD U AE](#)

SKU: CG062025



---

Categories: [Labor](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Miele GG06 (PG 8057TD U AE)** ist ein hochwertiges, professionelles Gläser- und Geschirrspülgerät, das speziell für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen, Labors und Krankenhäusern entwickelt wurde. Dieses Gerät kombiniert modernste Reinigungstechnologien mit hoher Zuverlässigkeit und Effizienz, um höchste Hygienestandards zu gewährleisten.

### Leistungsmerkmale:

- **Effiziente Reinigung:** Der Miele GG06 nutzt ein ausgeklügeltes Spülsystem, das selbst hartnäckige Verschmutzungen sicher entfernt und eine gründliche Keimreduktion garantiert.
- **Hygienische Sicherheit:** Dank spezieller Desinfektionsprogramme und temperaturkontrollierter Spülzyklen wird eine zuverlässige thermische Desinfektion erreicht, die den Anforderungen medizinischer Hygienevorschriften entspricht.
- **Vielseitigkeit:** Das Gerät ist für verschiedenste Glas- und Geschirrrarten geeignet und verfügt über anpassbare Spülprogramme, die auf unterschiedliche Verschmutzungsgrade und Materialien abgestimmt sind.
- **Einfache Bedienung:** Eine benutzerfreundliche Steuerung mit übersichtlichem Display ermöglicht eine intuitive Bedienung und einfache Auswahl der gewünschten Spülprogramme.
- **Langlebigkeit und Qualität:** Miele steht für robuste Bauweise und hochwertige Materialien, die auch bei häufigem Gebrauch in medizinischen Einrichtungen eine lange Lebensdauer gewährleisten.

### Technische Details im Überblick:

- Maße: Kompakte Bauweise für eine platzsparende Integration in bestehende Arbeitsbereiche
- Spülprogramme: Mehrere voreingestellte Programme inklusive Schnellspülen, Intensivspülen und Desinfektionsspülen
- Wasser- und Energieeffizienz: Optimierter Verbrauch für nachhaltigen Betrieb
- Filter- und Wassermanagement: Integrierte Filtersysteme zur Vermeidung von Rückständen und zur



Sicherstellung einer konstant hohen Wasserqualität

- Sicherheitsfunktionen: Automatische Türverriegelung während des Betriebs und Überwachung der Spültemperaturen

Der **Miele GG06 (PG 8057TD U AE)** ist somit die ideale Lösung für medizinische Einrichtungen, die Wert auf eine zuverlässige, hygienisch einwandfreie Reinigung von Glas- und Geschirrartikeln legen. Er unterstützt die Einhaltung strenger Hygienevorschriften und trägt maßgeblich zur Infektionsprävention bei.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

