



## MIKROWELLENTHERAPIEGERÄT // MIKROWELLENTHERAPIE PRIMEDIC THERM M300 KURZWELLE

SKU: 10-032014

zzgl. Versandkosten

Vollfunktionsfähig Im guten gebrauchten Zustand Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: Physikalische Therapie

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Wärmetherapiegerät // Mikrowellentherapiegerät

PRIMEDIC THERM M 300

Mikroprosessor Steuerung; Arbeitsfrequenz 2450 MHz; Betriebsarten(Kontinuierlicher Betrieb:Leistung 0-250 Watt; Impulsbetrieb-Einstellparameter:Impuls/Pausenzeitverhältnis in 9 Stufen/Spitzenleisting 0-1000 Watt. Displeyanzeige von Spitzenleistung;Effektivleistung;Impuls-/Pausenzeitverhältnis;Behandlungszeit-Zeitschaltuhr 0-30Minuten



Netzspannung 220V/50HZ Schutzklasse ITyp BF(nach CEI 62-17;IEC 601-1 Leistungsaufnahme:600VA Maße/Gewicht- 53x33x79cm......40 kg

Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. - Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen

Vollfunktionsfähig Im guten gebrauchten Zustand Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## **GALLERIE**





