



[MINDRAY DP-50 DP50 MIT 75L38 LINEAR SONDE](#)

SKU: AF072024

Mindray DP-50 ist ein leistungsstarkes Ultraschallgerät, das mit der *75L38 Linear Sonde* hochauflösende Bildgebung für präzise Diagnosen bietet. Es überzeugt durch einfache Bedienbarkeit und vielseitige Einsatzmöglichkeiten in der medizinischen Bildgebung.



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#) / [Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Mindray DP-50** ist ein leistungsstarkes, benutzerfreundliches Ultraschallgerät, das speziell für vielfältige medizinische Anwendungen entwickelt wurde. In Kombination mit der **75L38 Linearsonde** eignet sich das System optimal für hochauflösende Bildgebung in Bereichen wie der Gefäßdiagnostik, Muskel-Skelett-Untersuchungen, Small-Parts-Diagnostik und anderen oberflächennahen Untersuchungen.

Hauptmerkmale des Mindray DP-50 mit 75L38 Linearsonde:

- **Hochauflösende Bildgebung:** Die Linearsonde 75L38 arbeitet im Frequenzbereich, der exzellente Auflösung bei oberflächennahen Strukturen ermöglicht und somit präzise Diagnosen unterstützt.
- **Ergonomisches Design:** Das kompakte und leicht bedienbare Gerät eignet sich ideal für den Einsatz in klinischen Praxen, Krankenhäusern und mobilen Untersuchungen.
- **Fortschrittliche Bildverarbeitungsfunktionen:** Technologien wie Speckle-Reduktion, dynamischer Bereich und adaptive Fokussierung verbessern die Bildqualität und erleichtern die Befundung.
- **Vielfältige Mess- und Analyseoptionen:** Das System bietet umfassende Tools zur Messung von Gefäßdurchmessern, Gewebedicken und anderen relevanten Parametern.
- **Flexible Sondenkompatibilität:** Neben der 75L38 Linearsonde können weitere Sonden angeschlossen werden, um unterschiedliche Untersuchungsanforderungen abzudecken.



- **Intuitive Benutzeroberfläche:** Das übersichtliche Menü und die leicht zugänglichen Funktionen ermöglichen eine schnelle Einarbeitung und effiziente Arbeitsabläufe.

Technische Details der 75L38 Linearsonde:

- Typ: Linearsonde
- Frequenzbereich: Hochfrequenz für detailreiche Oberflächenbilder
- Anwendungsgebiete: Gefäßdiagnostik, Small-Parts, Muskel-Skelett, Schilddrüse
- Bildfeld: Breit für eine umfassende Darstellung der zu untersuchenden Region

Das Mindray DP-50 mit der 75L38 Linearsonde stellt eine zuverlässige Lösung für medizinische Fachkräfte dar, die Wert auf präzise Diagnostik und effiziente Untersuchungen legen. Die Kombination aus fortschrittlicher Technologie, ergonomischem Design und umfangreichen Funktionen unterstützt eine qualitativ hochwertige Patientenversorgung.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

