



MINDRAY EKG GERÄT DEC-03A ; 3 KANAL

SKU: C032012

zzgl. [Versandkosten](#)

Sehr gepflegt
Vollfunktionsfähig

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86
fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Unkategorisiert](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. - **Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

- . Automatische EKG-Messung und -Analyse
- . Vollständiger Digitalfilter zur Vermeidung eines Grundliniendriffs und von Interferenzen von AC und EMG
- . Passt die Grundlinie automatisch an, um die Druckposition zu optimieren
- . Vollständige digitale Verarbeitung
- . 12 Ableitungen gleichzeitig möglich
- . Thermodrucker mit Drucken in hoher Auflösung
- . Bis zu 4 Stunden Batteriebetriebszeit
- . Automatischer/manueller Betriebsmodus
- . Erkennung und Anzeige abgetrennter Leitungen
- . Auswählbare Druckformate: standardmäßig mit 3 Ableitungen, Rhythmusableitung, 3/2 Ableitungen, manuell mit 1 Ableitung
- . Speicherung der Daten von 100 Patienten

Vollfunktionsfähig



Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86
fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

