



[MINDRAY IPM 8 IPM8 MONITOR - ÜBERWACHUNGSMONITOR AUF FAHRBAREM GESTELL](#)

SKU: CC112023-NV

Der **Mindray iPM 8** ist ein vielseitiger Überwachungsmonitor auf fahrbarem Gestell, der präzise Vitalparameter in Echtzeit erfasst und anzeigt. Er überzeugt durch eine intuitive Bedienoberfläche und zuverlässige Messgenauigkeit, ideal für den Einsatz in klinischen und ambulanten Umgebungen.



Categories: [Monitoring und Patientenüberwachung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Mindray iPM 8 iPM8 Monitor** ist ein hochmoderner Überwachungsmonitor, der speziell für den Einsatz in klinischen Umgebungen entwickelt wurde. Er bietet eine umfassende und zuverlässige Patientenüberwachung auf einem fahrbaren Gestell, das maximale Flexibilität und Mobilität im Krankenhausalltag gewährleistet.

Dank seines übersichtlichen und intuitiven Bedienkonzepts unterstützt der iPM 8 das medizinische Personal bei der effizienten Überwachung von Vitalparametern und ermöglicht eine schnelle Reaktion bei kritischen Situationen.

Wesentliche Merkmale und Funktionen des Mindray iPM 8 Monitors:

- **Multifunktionale Parameterüberwachung:** Kontinuierliche Messung von Herzfrequenz, EKG, Blutdruck (invasiv und nicht-invasiv), Sauerstoffsättigung (SpO2), Atemfrequenz sowie Körpertemperatur.
- **Hochauflösender Farb-Touchscreen:** Klare und gut ablesbare Anzeige der Vitaldaten mit anpassbaren Alarmgrenzen und übersichtlichen Trenddarstellungen.
- **Erweiterte Alarmmanagement-Funktion:** Akustische und visuelle Alarmer mit Priorisierung zur schnellen Identifikation von kritischen Zuständen.
- **Integrierte Datenverwaltung:** Speicherung und Übertragung von Patientendaten zur nahtlosen Integration in



klinische Informationssysteme (KIS) und elektronische Patientenakten (EPA).

- **Ergonomisches, fahrbares Gestell:** Stabiler und zugleich leicht beweglicher Monitorwagen mit Kabelmanagement und Zubehörhalterungen für einen flexiblen Einsatz an verschiedenen Stationen.
- **Lange Batterielaufzeit:** Gewährleistet auch bei Stromausfall oder Transport die kontinuierliche Überwachung des Patienten.

Anwendungsbereiche:

Der Mindray iPM 8 ist ideal geeignet für den Einsatz in:

- Intensivstationen
- Notaufnahme
- Operationssälen
- Postoperativen Überwachungsbereichen
- Ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen

Mit seiner Kombination aus präziser Messtechnik, benutzerfreundlicher Bedienung und mobil-flexiblem Design unterstützt der **Mindray iPM 8 iPM8 Monitor** medizinisches Fachpersonal dabei, die Sicherheit und Qualität der Patientenversorgung nachhaltig zu erhöhen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

