



## [MINDRAY IPM 8 IPM8 MONITOR - ÜBERWACHUNGSMONITOR + SPO2 SENSOR](#)

**SKU:** DA112023-NV

Der **Mindray iPM 8** ist ein kompakter Überwachungsmonitor, der präzise Vitalparameter in Echtzeit erfasst und darstellt. In Kombination mit dem integrierten *SpO2*-Sensor gewährleistet er eine zuverlässige Sauerstoffsättigungsmessung zur kontinuierlichen Patientenüberwachung.



---

**Categories:** [Monitoring und Patientenüberwachung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Mindray iPM 8** ist ein hochmoderner Überwachungsmonitor, der entwickelt wurde, um eine präzise und zuverlässige Patientenüberwachung in verschiedenen klinischen Umgebungen zu gewährleisten. Dieses kompakte und vielseitige Gerät bietet umfassende Funktionen zur kontinuierlichen Überwachung lebenswichtiger Parameter und unterstützt das medizinische Personal bei der schnellen und fundierten Entscheidungsfindung.

### Produktmerkmale des Mindray iPM 8 Monitors:

- **Multifunktionale Überwachung:** Überwacht kontinuierlich wichtige Vitalparameter wie EKG, Blutdruck (NIBP), Pulsfrequenz, Atemfrequenz und Temperatur.
- **Integrierter SpO2 Sensor:** Der mitgelieferte hochpräzise SpO2 Sensor ermöglicht die zuverlässige Messung der Sauerstoffsättigung im Blut und Pulsfrequenz in Echtzeit.
- **Benutzerfreundliche Bedienoberfläche:** Das übersichtliche Farbdisplay mit intuitiver Menüführung ermöglicht eine einfache Handhabung und schnelle Einstellung der Überwachungsparameter.
- **Alarmmanagement:** Individuell anpassbare Alarmer helfen dabei, kritische Veränderungen des Patientenstatus sofort zu erkennen und zeitnah zu reagieren.
- **Mobilität und Flexibilität:** Durch sein kompaktes Design und den integrierten Akku ist der Monitor leicht transportierbar und eignet sich ideal für den Einsatz in Notfall-, OP-, Intensiv- und Normalstationen.
- **Datenmanagement:** Speicherung und Übertragung von Patientendaten ermöglichen eine lückenlose

Dokumentation und erleichtern die Verlaufsbeobachtung.

**Technische Vorteile:**

- Hohe Messgenauigkeit durch fortschrittliche Sensortechnologien
- Robustes Gehäuse für den Dauereinsatz im klinischen Umfeld
- Kompatibilität mit weiteren Mindray-Geräten und Zubehör
- Energieeffizienter Betrieb für längere Einsatzzeiten ohne Unterbrechung

Der Mindray iPM 8 Überwachungsmonitor mit SpO2 Sensor ist eine ideale Lösung für die zuverlässige Überwachung von Patienten aller Altersgruppen. Seine präzisen Messwerte und die intuitive Bedienbarkeit unterstützen medizinisches Personal dabei, die Sicherheit und Versorgung der Patienten signifikant zu verbessern.

**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

