



[MINDRAY M5 + 3C5S KONVEX +7L4S LINEAR - FARBDOPPLER](#)

SKU: BQ122024-NV

Mindray M5 ist ein vielseitiges, tragbares Farbdoppler-Ultraschallsystem, das mit den Sonden **3C5S Konvex** und **7L4S Linear** eine präzise Bildgebung für abdominale, kardiologische und vaskuläre Untersuchungen bietet. Die Kombination aus hoher Bildqualität und kompakter Bauweise ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Diagnostik in verschiedensten klinischen Einsatzbereichen.



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#) / [Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Mindray M5** ist ein hochmodernes, tragbares Farbdoppler-Ultraschallsystem, das speziell für vielfältige klinische Anwendungen konzipiert wurde. Es besticht durch seine kompakte Bauweise und hervorragende Bildqualität, die eine präzise Diagnostik in der täglichen Praxis ermöglicht.

Im Lieferumfang enthalten sind die beiden hochwertigen Sonden **3C5S Konvex** und **7L4S Linear**, die das Einsatzspektrum des Systems erweitern und eine flexible Anwendung in unterschiedlichen Fachbereichen gewährleisten.

- **3C5S Konvexsonde:** Diese Sonde zeichnet sich durch einen weiten Frequenzbereich aus und eignet sich ideal für abdominale Untersuchungen, Gynäkologie, Geburtshilfe sowie die Pädiatrie. Die konvexe Bauform ermöglicht eine tiefere Gewebedurchdringung bei gleichzeitig hoher Bildauflösung.
- **7L4S Linearsonde:** Die Linearsonde bietet eine hohe Auflösung bei oberflächennahen Untersuchungen und ist optimal geeignet für Gefäßdiagnostik, Muskuloskelettale Anwendungen sowie kleine Organe und oberflächliche Strukturen.

Das System verfügt über folgende herausragende Merkmale:

- **Farbdoppler-Technologie:** Ermöglicht eine exakte Darstellung von Blutflussbewegungen und Gefäßstrukturen, was die Diagnostik von Gefäßerkrankungen unterstützt.
- **Hochauflösende Bildgebung:** Sorgt für klare, detailreiche Bilder, die eine sichere Diagnose erleichtern.
- **Intuitive Benutzeroberfläche:** Ermöglicht eine einfache Bedienung und schnelle Einstellung der Untersuchungsparameter.
- **Vielseitige Mess- und Analysefunktionen:** Unterstützen die quantitative Auswertung und Dokumentation der Befunde.
- **Ergonomisches Design:** Das leichte und kompakte Gehäuse erleichtert den mobilen Einsatz und den Transport in unterschiedlichen klinischen Umgebungen.

Das Mindray M5 mit den Sonden 3C5S Konvex und 7L4S Linear stellt somit eine umfassende Lösung für präzise Ultraschalluntersuchungen dar und eignet sich ideal für den Einsatz in Krankenhäusern, Kliniken sowie niedergelassenen Praxen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

