



## MINDRAY MEC-1000 PATIENTENMONITOR EKG, SPO2, NIBP

**SKU:** R112014

zzgl. [Versandkosten](#)

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Monitoring und Patientenüberwachung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Überwachung von **EKG, SpO2, NIBP**, Farbdisplay, Akku- und Netzbetrieb

Der MEC-1000 ist der ideale Monitor zur Überwachung Ihrer Patienten bei einfachen Eingriffen im ambulanten Bereich. Die hohe Leistung zum attraktiven Preis erlauben eine hohe Wirtschaftlichkeit ohne Kompromisse eingehen zu müssen.

Mit nur 4 kg Gewicht, seinem kompakten, ergonomischen Design und integriertem Netzteil, bietet der MEC-1000 einen hohen Bedienkomfort und ermöglicht auch eine Überwachung auf engstem Raum. Der 10,4" große Farb-TFT Bildschirm mit leicht lesbaren Ziffern gewährleistet eine optimale Darstellung. Der MEC-1000 kann auch ohne Netzstrom betrieben werden. Ein herausnehmbarer Akku hat eine Betriebszeit von bis zu 1,5 Stunden.

MEC-1000 Patientenmonitor, EKG-Stamm und Patientenkabel 3-adrig Klammer,  
318 mm (Breite) x 264 mm (Höhe) x 152 mm (Tiefe), Gewicht: ca. 4 kg



[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

