



MINDRAY PM-9000 EXPRESS **PATIENTENMONITOR MIT ZUBEHÖR**

SKU: CV072022-NV



Categories: [Monitoring und Patientenüberwachung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Mindray PM-9000 Express ist ein tragbarer Patientenmonitor, der in verschiedenen klinischen Umgebungen eingesetzt wird, um die Vitalzeichen von Patienten zu überwachen. Hier sind einige wichtige Merkmale und Informationen zu diesem Gerät sowie dem typischen Zubehör:

Merkmale des Mindray PM-9000 Express

1. **Multifunktionale Überwachung:** Der PM-9000 Express kann eine Vielzahl von Vitalzeichen überwachen, darunter Herzfrequenz, Blutdruck, Sauerstoffsättigung (SpO2), Körpertemperatur und Atemfrequenz.
2. **Benutzerfreundliche Oberfläche:** Das Gerät verfügt über ein intuitives Touchscreen-Display, das eine einfache Navigation und Anpassung der Einstellungen ermöglicht.
3. **Tragbarkeit:** Mit einem kompakten Design und einem leichten Gehäuse ist der Monitor ideal für den Einsatz in Notfällen, auf Stationen oder im Transport von Patienten.
4. **Datenmanagement:** Der PM-9000 Express bietet Funktionen zur Speicherung und Übertragung von Patientendaten, was die Dokumentation und Nachverfolgung erleichtert.
5. **Alarmfunktionen:** Das Gerät ist mit anpassbaren Alarmen ausgestattet, die das medizinische Personal bei kritischen Veränderungen der Vitalzeichen alarmieren.



6. **Vielfältige Anschlussmöglichkeiten:** Es unterstützt verschiedene Module und Zubehörteile, um die Überwachungsfunktionen zu erweitern.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

