



[MINDRAY Z6 CW PW DOPPLER KONVEX 3C5P LINEAR 7L4P UP-X898MD DOM2017](#)

SKU: BD042021-NV

Das **Mindray Z6** Ultraschallsystem kombiniert *CW- und PW-Doppler* mit den Sonden **Konvex 3C5P** und **Linear 7L4P**, um präzise diagnostische Bildgebung und Durchflussmessungen zu gewährleisten. Es eignet sich ideal für vielfältige klinische Anwendungen und bietet zuverlässige Ergebnisse bei hoher Bildqualität.



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#) / [Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Mindray Z6** ist ein hochmodernes Ultraschallsystem, das speziell für die vielseitigen Anforderungen in der medizinischen Diagnostik entwickelt wurde. Dieses Modell bietet eine exzellente Bildqualität kombiniert mit benutzerfreundlichem Design, wodurch es sich ideal für den Einsatz in verschiedenen klinischen Bereichen eignet.

Das System ist mit mehreren Transducern ausgestattet, darunter der **Konvexsonde 3C5P** und der **Linearsonde 7L4P**, welche eine breite Palette von Untersuchungen ermöglichen:

- **Konvexsonde 3C5P:** Ideal für abdominelle, gynäkologische und obstetrische Untersuchungen dank ihres weiten Blickfeldes und der tiefen Eindringtiefe.
- **Linearsonde 7L4P:** Perfekt für oberflächliche Strukturen wie Gefäße, Muskeln, Sehnen sowie für die Gefäßdiagnostik.

Ein besonderes Merkmal des Mindray Z6 ist die Integration von **Continuous Wave (CW) und Pulsed Wave (PW) Doppler**-Technologien. Diese ermöglichen präzise Messungen der Blutflussgeschwindigkeit und die detaillierte Analyse hämodynamischer Parameter, was für die kardiovaskuläre Diagnostik unerlässlich ist.



Die technischen Highlights umfassen:

- **Hochauflösende Bildgebung:** Verbessert die Darstellung von Gewebestrukturen für eine genauere Diagnose.
- **Multimodale Doppler-Funktionalität:** CW und PW Doppler für umfassende Gefäß- und Herzuntersuchungen.
- **Ergonomisches Design:** Für eine intuitive Bedienung und lange Untersuchungszeiten ohne Ermüdungserscheinungen.
- **UP-X898MD DOM2017:** Integrierter medizinischer Drucker für hochwertige Ausdrücke direkt am Gerät.

Das Mindray Z6 ist somit ein zuverlässiges, vielseitiges und präzises Ultraschallsystem, das sowohl in der allgemeinen Diagnostik als auch in spezialisierten Fachbereichen wie Kardiologie, Radiologie und Gynäkologie überzeugt. Es unterstützt Mediziner dabei, fundierte Diagnosen zu stellen und die Patientenversorgung effizient zu gestalten.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

